




Zentralisierte Konnektivität  
für Ihr Point-of-Care-Portfolio

## EKF Link

- Einfache Bedienung
- Sicher
- Anschluss mehrerer PoC-Analysegeräte
- Maximale Flexibilität

# Daten für vernetzte Gesundheit

	Aktualisierte Funktion	Vorteil
<b>Sicher</b>	Integrierter Gerätestecker	Sichere und einfache Verbindung mehrerer PoC-Analysegeräte mit LIMS/EMR
<b>Maximale Flexibilität</b>	Fortschrittliche Architektur	Auf Ihrem Laptop, Ihrem Server oder in der Cloud. Ihre Daten, Ihre Wahl. Die Daten sind von den meisten Webbrowsern über ein Sicherheitsprotokoll abrufbar, ohne dass ein zusätzliches Modul installiert werden muss.
<b>Testintegrität</b>	Verwaltung von Patienten- und QC-Tests	Testverwaltung in Tabellen oder/und Diagrammen Ergebnisprüfung Überprüfung von Ausnahmen Kommentare hinzufügen
<b>Rückführbarkeit</b>	Bedienerverwaltung	EKF Link kann Bedienpersonen, die nicht ordnungsgemäß zertifiziert sind, automatisch sperren, um das Fehlerrisiko zu verringern und die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften und Qualitätsanforderungen zu gewährleisten.
<b>Visibilität</b>	Geräteverwaltung	Remote-Verwaltung Ihrer Geräte Mit der Statusüberprüfung wissen Sie, ob ein Gerät ersetzt werden muss. Dank Remote-Konfiguration müssen Sie nicht vor den Geräten stehen, um ihre Einstellungen zu ändern.
<b>Archiv</b>	Berichtsverwaltung	Exportieren von Testergebnissen als pdf- und csv-Bericht zur weiteren Überprüfung.



## Zentralisierte Konnektivität für alle Ihre Analysegeräte

EKF Link ist eine Middleware-Lösung für medizinisches Fachpersonal zur Verwaltung aller Point-of-Care-Analysegeräte und der generierten Daten über eine zentrale Plattform.

EKF Link ist eine flexible, offene Lösung, die mit PoC-Analysegeräten beliebiger Hersteller gekoppelt werden kann, um Daten wie Patiententestergebnisse und QC-Ergebnisse sowie Bedienpersonen und Gerätekonfigurationen in Echtzeit zu verwalten.

## Eine Lösung für viele Situationen

EKF Link wurde von IT Solution-Engineers in Zusammenarbeit mit PoC-Managern aus Krankenhäusern entwickelt, um Benutzern eine umfassende und dennoch flexible All-Inclusive-Plattform zu bieten. Die einfache Einrichtung, intuitive Bedienung und benutzerfreundlichen Grafiken von EKF Link ermöglichen seinen effektiven Einsatz in Arztpraxen, Apotheken, Labors, Krankenhäusern und Blutbanken. EKF Link lässt sich überall und auf jede beliebige Weise implementieren. EKF Link kann auf einem PC oder Server installiert werden oder über die Cloud betrieben werden, damit autorisierte Benutzer jederzeit und überall Zugriff haben.

Vertrieb:

### Hersteller

EKF-diagnostic GmbH  
Ebendorfer Chaussee 3  
39179 Barleben, Deutschland

 [www.ekfdiagnostics.com](http://www.ekfdiagnostics.com)